

## چک لیست طرز استفاده از دستگاه ونتیلاتور

نام و نام خانوادگی : ..... بخش : .....

ردیف	عنوان
۱	دستگاه را روشن می کند.
۲	از اتصال لوله های جدید و تنظیم دستگاه اطمینان حاصل می کند.
۳	لوله ها را از نظر احتمال نشت هوا یا گرفتگی کنترل می کند.
۴	از تنظیم دستگاه با مد درخواستی اطمینان حاصل می کند.
۵	دستگاه را از نظر وزن، حجم و فشار کنترل می کند.
۶	دستگاه را به بیمار متصل می کند.
۷	آلارم ها را با توجه به وضعیت بیمار تنظیم می کند.
۸	گازهای خون شریانی را با توجه به دستگاه چک می کند.
۹	مراحل Weaning را با توجه به شرایط بیمار شروع می کند.
۱۰	دستگاه را از بیمار جدا می نماید.
۱۱	جهت استفاده دستگاه برای بیمار جدید از ست شدن و تمیز شدن دستگاه اطمینان حاصل می کند.

۰ = خیر      ۱ = تا حدودی      ۲ = بلی

نمره	درصد
۲۲	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: ..... امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: ..... امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: ..... امضاء: